

# CareSens™ Air

## System do ciągłego monitorowania glikemii

PL

PCGAB-000028 REV0 2024-09

**DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII CARESENS AIR WYMAGANY JEST GLUKOMETR W CELU WYKONANIA KALIBRACJI.**

\*aby otrzymać bezpłatny glukometr proszę o kontakt z infolinią CareSens Air.

## Informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu medycznego jakim jest system CareSens Air należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub etykietą.

### Wskazania do stosowania

System do ciągłego monitorowania glikemii CareSens Air (System CareSens Air CGM) wskazany jest do ciągłego monitorowania glikemii poprzez pomiar stężenia glukozy w płynie śródtkankowym przez osoby chorujące na cukrzycę, które ukończyły 18 rok życia. System CareSens Air CGM wskazany jest do stosowania jako urządzenie pomocnicze, dostarczające dane uzupełniające informacje dotyczące stężenia glukozy we krwi, a pochodzące ze standardowych urządzeń do monitorowania glikemii. System CareSens Air CGM, poprzez strzałkę trendu, sugeruje wzrost lub spadek stężenia glukozy w płynie śródtkankowym, aby umożliwić użytkownikowi śledzenie zmian w zakresie glikemii i reagowanie na nie w odpowiednim momencie. Dzięki ciągłemu monitorowaniu glikemii może stanowić pomoc w trakcie konsultacji z personelem medycznym oraz usprawnić diagnostykę i proces leczenia. Odczyty glukozy z systemu CareSens Air CGM nie powinny być używane do diagnozowania cukrzycy ani nie powinny stanowić podstawy żadnych decyzji dotyczących leczenia. System CareSens Air przeznaczony jest do indywidualnego użytku przez pacjentów, a także do wykorzystania w placówkach medycznych.

### Przeciwwskazania

- Sensor należy odłączyć przed badaniem rentgenowskim, RM (rezonansem magnetycznym), skanowaniem TK (tomografią komputerową), ablacją przeskórną, ogrzewaniem elektrycznym o wysokiej częstotliwości lub zogniskowaną ultrasonografią. Pole magnetyczne lub gorąco mogą uszkodzić urządzenie, a tym samym doprowadzić do nieprecyzyjnych odczytów poziomu glikemii lub błędnych ostrzeżeń.
- Tego produktu nie powinny używać kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby poniżej 18 roku życia, poddawane dializie lub poważnie chore.

### Ostrzeżenia

- Ciężka hipoglikemia lub wstrząs mogą być przyczyną nieprawidłowych pomiarów. Nie wolno używać tego wyrobu w ciężkich stanach hiperglikemicznych, takich jak kwasica ketonowa czy stan hiperglikemiczno-hiperosmolalny bez kwasicy ketonowej, ponieważ mogą one być przyczyną nieprawidłowo niskich pomiarów.
- Jeśli pacjent korzysta z pompy insulinowej, powinien zamocować sensor w odległości co najmniej 8 cm od pompy.
- Jeśli końcówka sensora ulegnie uszkodzeniu lub odłączy się w trakcie mocowania sensora, należy sprawdzić, czy końcówka sensora nie pozostała pod skórą. Jeśli końcówki sensora nie widać gołym okiem, należy zgłosić się do lekarza. W razie zapalenia, zaczerwienienia, opuchlizny lub bólu z powodu zakażenia w miejscu założenia sensora należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.
- W przypadku pojawienia się siniaka lub wystąpienia poważnego krwawienia w miejscu zamocowania sensora należy przerwać jego użytkowanie i odłączyć go, po czym bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.
- W przypadku wystąpienia lekkiego krwawienia po zamocowaniu sensora, nieprawidłowego zamocowania sensora lub nieprawidłowych pomiarów należy ściągnąć sensor i zamocować go na innej części ciała.
- Plaster używany do mocowania sensora na skórze oraz końcówka sensora mogą wywoływać reakcje alergiczne (rumień lub obrzęk) lub swędzenie. Jeśli do tego dojdzie, należy bezzwłocznie odkleić plaster i/lub ściągnąć sensor i skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.
- Połknięcie sensora może doprowadzić do zadławienia. Nie wolno pozwalać dzieciom dotykać sensora.
- Dane aplikacji CareSens Air mogą zostać utracone, jeśli nie zostaną przesłane na serwer w chmurze.

- Usunięcie aplikacji z mobilnego urządzenia w trakcie użytkowania sensora doprowadzi do utraty wszystkich danych zapisanych w aplikacji. Jeśli zajdzie konieczność usunięcia aplikacji lub zmiany mobilnego urządzenia na inne, należy przesłać wszystkie ważne dane na serwer w chmurze i zapisać plik kopii zapasowej na oddzielnym nośniku danych.
- Przed założeniem sensora należy dokładnie umyć ręce za pomocą mydła i bieżącej wody, a następnie je osuszyć. Po wykonaniu tej czynności należy odtłuścić obszar skóry, na którym ma zostać zamocowany sensor, za pomocą wacika nasączonego alkoholem i następnie całkowicie osuszyć to miejsce. Niewykonanie powyższych czynności może doprowadzić do zakażenia.
- Odczyty glukozy uzyskane przez urządzenie CareSens Air nie mogą zastępować leczenia przez profesjonalnego pracownika służby zdrowia i nie mogą być używane do diagnozowania cukrzycy. Ich zadaniem jest jedynie przekazywanie informacji o glikemii pacjentom, aby wspomagać ich w kontrolowaniu cukrzycy, a także pomagać pracownikom służby zdrowia w diagnostyce i leczeniu.
- Użytkownik nie powinien samodzielnie podejmować decyzji dotyczących leczenia na podstawie odczytów glukozy uzyskanych za pomocą tego wyrobu. Decyzje dotyczące leczenia należy podejmować po konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.
- Nie wolno używać tego wyrobu, jeśli opakowanie sensora jest uszkodzone lub zostało otwarte. To może doprowadzić do zakażenia.
- Należy trzymać środek wysuszający zawarty w opakowaniu poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno polykać środka wysuszającego zawartego w opakowaniu.
- Jeśli zawartość środka wysuszającego dostanie się do oczu, należy je natychmiast dokładnie przemyć pod bieżącą wodą. W razie jakichkolwiek problemów należy skonsultować się z lekarzem.
- Każdy nowy sensor należy mocować w innym miejscu. Mocowanie nowych sensorów w tym samym miejscu może doprowadzić do podrażnienia skóry lub powstania blizn.
- Wybrany obszar skóry do założenia sensora musi spełniać następujące kryteria:
  - Musi znajdować się w odległości co najmniej 8 cm od miejsca, do którego jest przymocowane wkłucie do pompy insulinowej.
  - Nie może znajdować się w pobliżu pasa, tatuaży, kości, blizn lub podrażnionej skóry.
  - Musi być miejscem, które nie zostanie wybrzuszony, wepchnięte lub ściśnięte w trakcie snu.
- Po ściągnięciu nasadki zabezpieczającej z aplikatora należy uważać, aby nie skierować go w stronę żadnej osoby.
- Nie wolno wciskać przycisku zwalniania znajdującego się na aplikatorze, jeśli użytkownik nie jest gotowy do założenia sensora.

- Nie należy przeprowadzać kalibracji, gdy poziom glikemii szybko się zmienia (o 2 mg/dL (0,1 mmol/L) lub więcej na minutę). To może wpłynąć na precyzję sensora.
- Nie należy używać uszkodzonego ani wadliwego sensora. To może doprowadzić do zakażenia.
- Sensor musi być stosowany zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji użytkowania i musi zostać przymocowany do części ciała w sposób wskazany w instrukcji użytkowania.
- Sensor należy przymocować do tylnej części ramienia. Nie ma wystarczających dowodów na to, że sensor będzie działał prawidłowo, gdy zostanie przymocowany do innej części ciała.
- Sensor należy przymocować bezzwłocznie po otwarciu opakowania aplikatora, aby uniknąć zanieczyszczeń przenoszonych drogą powietrzną.
- Kalibrację należy przeprowadzić natychmiast po pojawieniu się informacji o konieczności wykonania kalibracji. W przeciwnym wypadku precyzja odczytów może ulec pogorszeniu.
- Do kalibracji nie wolno używać pomiarów wykonanych na innej części ciała (np. dłoni, przedramieniu, itp.) innej niż opuszek palca. Wynik takiego pomiaru może różnić się od pomiaru wykonanego poprzez nakłucie palca, a to może wpłynąć na precyzję odczytów glukozy uzyskanych przez urządzenie CareSens Air.
- Jeśli wynik uzyskany poprzez nakłucie palca jest niższy niż 10 mg/dL (0,6 mmol/L) lub wyższy niż 600 mg/dL (33,3 mmol/L), nie może zostać użyty jako wartość kalibracji.
- W razie pojawienia się ostrzeżenia dotyczącego poziomu glikemii należy sprawdzić poziom glikemii za pomocą glukometru. Jeśli wynik jest taki sam, należy skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.
- Nie wolno ściągać nasadki zabezpieczającej aplikator, jeśli użytkownik nie jest gotowy na przymocowanie sensora. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do zakażenia.
- Ten produkt zawiera baterię guzikową. W przypadku połknięcia, litowa bateria guzikowa może spowodować poważne lub śmiertelne skutki dla zdrowia w ciągu 2 godzin. Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie podejrzenia, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

## Ryzyka i korzyści

### Ryzyka

Ryzyka związane z użytkowaniem systemu CareSens Air CGM są następujące:

- Niezauważenie ostrzeżeń
- Reakcje na klej
- Utknięcie końcówki sensora

### Niezauważenie ostrzeżeń

Aby zauważyć każde ostrzeżenie przekazywane przez system CareSens Air CGM, mobilne urządzenie musi zostać skonfigurowane zgodnie z zaleceniami i-SENS. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekcji **Ustawienia > Samouczki** w aplikacji CareSens Air. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziałach „Zalecane specyfikacje mobilnego urządzenia”, „Korzystanie z ostrzeżeń” oraz „Często zadawane pytania” w instrukcji użytkownika.

### Reakcje na klej

Plastry zabezpieczające i plastry sensora używane w systemie CareSens Air CGM pozytywnie przeszły badanie kompatybilności biologicznej. Reakcje na klej są umiarkowane lub w ogóle do nich nie dochodzi w większości przypadków. U niektórych osób biorących udział w badaniu klinicznym wystąpiło lekkie zaczerwienienie i opuchlizna, które jednak nie stwarzały poważnego ryzyka medycznego. Jeśli objawy się utrzymują, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

### Ryzyko resztkowe

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że końcówka sensora systemu CareSens Air po uszkodzeniu lub ściągnięciu sensora pozostanie pod skórą, ponieważ w trakcie badań klinicznych takie przypadki nie miały miejsca. Wysterylizowana końcówka sensora, która pozostała pod skórą zazwyczaj nie stwarza istotnego ryzyka medycznego. Jeśli jednak widoczne będą objawy zakażenia, należy skontaktować się z najbliższą placówką medyczną.

### Korzyści

Korzyściami związanymi z użytkowaniem systemu CareSens Air CGM są:

- Otrzymywanie ostrzeżeń o wysokim lub niskim poziomie glikemii, umożliwiających wykrycie hiperglikemii lub hipoglikemii.
- Możliwość śledzenia trendu i tempa zmian w poziomie glikemii w celu lepszego zarządzania cukrzycą.

### Śledzenie trendu i tempa zmian

System CareSens Air CGM wspomaga wykrywanie hiperglikemii i hipoglikemii poprzez ciągłe przekazywanie informacji dotyczących poziomu glikemii. Dzięki temu pomaga w zarządzaniu poziomem glikemii poprzez analizę trendów i tempa zmian, umożliwiając tym samym podejmowanie lepszych decyzji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej oraz wspomagając diagnostykę i leczenie w konsultacji z personelem medycznym.

### Otrzymywanie bieżących informacji

Dla osób chorujących na cukrzycę bardzo ważne jest zarządzanie poziomem glikemii w czasie rzeczywistym. System CareSens Air CGM generuje ostrzeżenia, aby powiadamiać użytkownika o zbyt wysokim lub zbyt niskim lub szybko zmieniającym się poziomie glikemii. Dzięki alertom można lepiej zarządzać cukrzycą.

## Zrozumienie CareSens Air

### ⚠ Ostrzeżenie

Odczyty glukozy uzyskane z systemu CareSens Air CGM nie mogą zastępować profesjonalnej opieki medycznej. Ich zadaniem jest wyłącznie informowanie pacjenta o zmianach poziomu glikemii, aby wspomagać diagnostykę i leczenie we współpracy z pracownikiem służby zdrowia.

### Istotność użytkowania

Korzystając z glukometru pacjent może jedynie uzyskać informację na temat wartości stężenia glukozy we krwi w momencie wykonywania pomiaru. Natomiast system CareSens Air, poprzez ciągłe monitorowanie glikemii, dostarcza również danych w zakresie trendów i tempa zmian w poziomie glikemii.

Systemy do ciągłego monitorowania glikemii dokonują pomiaru stężenia glukozy w płynie śródtkankowym. Krew i płyn śródtkankowy to dwa różne środowiska, ale jednakowo przydatne do kontroli glikemii. W związku z tym należy pamiętać, że stężenie glukozy w płynie śródtkankowym zmienia się około 5 do 15 minut później niż we krwi.

### Elementy wyrobu

Sensor CareSens Air jest wyrobem jednorazowym. Po zamocowaniu nie można go ponownie użyć. Opakowanie sensora zawiera aplikator, instrukcję użytkowania i plaster zabezpieczający. Przed otwarciem opakowania należy upewnić się, że cała ta zawartość jest obecna.

### ⚠ Ostrzeżenie

- Nie wolno używać tego wyrobu, jeśli opakowanie sensora jest uszkodzone lub zostało otwarte. To może doprowadzić do zakażenia.
- Należy trzymać środek wysuszający zawarty w opakowaniu poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno polykać środka wysuszającego zawartego w opakowaniu.
- Jeśli zawartość środka wysuszającego dostanie się do oczu, należy je natychmiast dokładnie przemyć pod bieżącą wodą. W razie jakichkolwiek problemów należy skonsultować się z lekarzem.



### ⚠ Uwaga

Sensor znajduje się wewnątrz aplikatora.

### Aplikator

Aplikator chroni sensor i umożliwia jego zamocowanie na skórze.

### ⚠ Uwaga

- Aplikator jest wyrobem jednorazowym i nie jest przeznaczony do wielokrotnego użytku.
- Nie wolno wciskać przycisku zwalniania do momentu zdjęcia nasadki zabezpieczającej aplikator oraz gdy użytkownik nie jest gotowy do przymocowania sensora.



Części aplikatora mają następujące nazwy:

| Nazwa                   | Funkcja   |
|-------------------------|---|
| Nasadka zabezpieczająca | Uniemożliwia przypadkowe uwolnienie sensora.  |
| Przycisk zwalniania     | Po wciśnięciu tego przycisku sensor jest uwalniany i zostaje przymocowany do ciała użytkownika. |

### Sensor

Sensor mierzy poziom glikemii i wysyła odczyty do mobilnego urządzenia.

### ⚠ Uwaga

- Sensor jest wodoodporny. Wyrób został przetestowany pod kątem wodoodporności przez 24 godziny na głębokości 1 metra.
- Należy uważać, aby ciała stałe o średnicy mniejszej niż 1,0 mm nie dostały się do środka sensora.
- Mobilne urządzenie i sensor muszą znajdować się w odległości do 6 metrów od siebie. Jeśli pomiędzy mobilnym urządzeniem i sensorem znajduje się ciecz lub inna przeszkoda, zasięg transmisji może być ograniczony.
- Czas użytkowania sensora wynosi 15 dni od momentu jego przymocowania. Przed upływem czasu użytkowania pojawi się powiadomienie przypominające o konieczności zmiany sensora.
- Należy zdjąć sensor w dniu, w którym upływa czas jego użytkowania lub przed tą datą.



Tabela poniżej przedstawia nazwy i funkcje różnych części sensora.

| Nazwa              | Funkcja   |
|--------------------|---|
| Przycisk zasilania | Włącza zasilanie sensora.   |
| Część nadawcza     | Ma wbudowaną baterię i przesyła wartość stężenia glukozy zmierzoną przez końcówkę sensora do aplikacji. |
| Plaster sensora    | Mocuje sensor do skóry użytkownika.   |
| Końcówka sensora   | Mierzy poziomy glikemii użytkownika.  |

### Aplikacja CareSens Air

Użytkownicy mogą monitorować odczyty glukozy w płynie śródtkankowym mierzone przez sensor za pomocą aplikacji CareSens Air na swoich mobilnych urządzeniach. Strzałki trendu, wydarzenia i wartości kalibracji dostępne w aplikacji umożliwiają bardziej efektywne kontrolowanie glikemii.

Należy się zarejestrować i zalogować, aby móc przysyłać dane zapisane w aplikacji CareSens Air do serwera w chmurze. Jeśli zalogowano się do aplikacji, aby użyć urządzenia CareSens Air, można załadować dane kopii zapasowej nawet w przypadku utraty mobilnego urządzenia.

## Definicja symboli

Poniższa tabela zawiera wykaz symboli graficznych dla sprzętu elektrycznego w praktyce medycznej ustanowionych przez IEC (International Electrotechnical Commission). Symbole te nie tylko przekazują dodatkowe informacje o wyrobie i jego użytkowaniu, ale również o bezpieczeństwie.

| Symbol  | Opis  |
|---------|---|
| CE      | Znak CE   |
| EC REP  | Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej   |
| MD      | Wyrób medyczny  |
| ⚠       | Przeostrożenie  |
| ⊗       | Do jednorazowego użytku   |
| 📖       | Patrz instrukcja obsługi / ulotka   |
| 📖       | Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub elektroniczną instrukcją użytkownika  |
| 👤       | Część typu BF stykająca się z ciałem pacjenta   |
| ☀       | Chronić przed słońcem   |
| ☔       | Chronić przed wilgocią  |
| ⚡       | Produktów typu ZSEE (elektrośmieci: sprzęt elektryczny i elektroniczny) nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi |
| 🌡       | Dopuszczalna temperatura  |
| 💧       | Dopuszczalna wilgotność   |
| 🌬       | Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne  |
| 🚫       | Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone  |
| IP      | Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody   |
| STERILE | Wysterylizowano tlenkiem etylenu  |
| 🏭       | System pojedynczej sterylnej bariery z opakowaniem ochronnym na zewnątrz  |
| 🏭       | Producent   |
| 🌐       | Importer  |
| LOT     | Kod partii  |
| SN      | Numer seryjny   |
| 🕒       | Data ważności   |

**Bioton S.A.**  
Staroscinska 5, 02-516 Warszawa, Polska  
Tel: +48 506 006 500  
Mail: caresensair@bioton.com  
[www.bioton.com](http://www.bioton.com)

**i-SENS, Inc.**  
43, Banpo-daero 28-gil  
Seocho-gu, Seul 06646, Korea  
[CareSensAir.com](http://CareSensAir.com)

**EC REP Medical Technology Promedt Consulting GmbH**  
Ernst-Heckel-Straße 7  
66386 St. Ingbert, Niemcy

CE 0123

MD

© 2024 i-SENS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Jak używać

### 1. Instalacja aplikacji i rejestrowanie konta

Należy wyszukać aplikację CareSens Air w lub , zainstalować ją oraz ukończyć rejestrację.

#### Uwaga

#### Pobrać aplikację CareSens Air

Aplikację CareSens Air można pobrać poprzez wprowadzenie linku do przeglądarki lub zeskanowanie kodu QR.

[https://www.caresensair.com/content/download\\_03](https://www.caresensair.com/content/download_03)



#### 1 Uruchomić aplikację CareSens Air na mobilnym urządzeniu i wcisnąć **Utwórz konto**.

- Wybrać kraj zamieszkania oraz język, a następnie nacisnąć **Ok**.
- Wprowadzić adres e-mail, który ma zostać zarejestrowany, i wcisnąć **Wyślij**. Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail wysłany zostanie kod weryfikacyjny. Wprowadzić sześciocyfrowy kod, aby zakończyć weryfikację.

#### Uwaga

Kod należy wpisać w ciągu 5 minut po wysłaniu wiadomości e-mail. Nacisnąć **Wyślij ponownie**, aby wysłać nowy kod, jeśli poprzedni kod nie zostanie wpisany w określonym czasie.

- Wprowadzić dane użytkownika i nacisnąć **Ok**.

### 2. Podłączanie sensora

Należy zeskanować kod kreskowy z etykiety znajdującej się w opakowaniu, aby połączyć sensor z mobilnym urządzeniem.

- Uruchomić aplikację CareSens Air na mobilnym urządzeniu i zalogować się. Nacisnąć **Informacje o bezpieczeństwie**, przeczytać „Informacje o bezpieczeństwie”, a następnie nacisnąć **Zeskanuj informacje sensora**.
- Zeskanować kod kreskowy z etykiety znajdującej się w opakowaniu sensora lub ręcznie wprowadzić 4 ostatnie cyfry numeru seryjnego i 6-cyfrowy kod PIN.

#### Przeostrożenie

Należy upewnić się, że wprowadzono prawidłowe informacje podane na etykiecie znajdującej się w opakowaniu sensora. Sensor nie połączy się, jeśli podany zostanie nieprawidłowy numer seryjny lub kod PIN.








- Sprawdzić, w jaki sposób należy przymocować sensor, a następnie nacisnąć **Rozpocznij parowanie**.

### 3. Mocowanie sensora

Należy przymocować sensor do górnej części ramienia i wcisnąć przycisk zasilania. Początek aż proces łączenia się sensora dobiegnie końca.

- Otworzyć opakowanie sensora CareSens Air. Wyjąć aplikator z opakowania i położyć go na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Przytrzymać aplikator i zdjąć nasadkę zabezpieczającą.
- Zdjąć nasadkę zabezpieczającą i umieścić aplikator na tylnej stronie ramienia, w miejscu, w którym przymocowany zostanie sensor, tak jak pokazano na rysunku.
- Wcisnąć przycisk zwalniania aplikatora. Sensor zostanie uwolniony i przymocowany do tylnej strony ramienia.
- Usunąć aplikator i upewnić się, że sensor został prawidłowo przymocowany.
- Wcisnąć przycisk zasilania tak, aby słyszalne było kliknięcie. Przycisk zostanie wciśnięty do środka. Poczekać aż proces łączenia się sensora dobiegnie końca.

- Firma i-SENS, Inc. starannie przygotowała informacje zawarte w niniejszej instrukcji, tak aby były możliwie najbardziej precyzyjne.
- Firma i-SENS nie będzie jednak ponosiła odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia w niniejszej instrukcji. Firma i-SENS może zmienić wyrób opisany w niniejszej instrukcji lub wszelkie powiązane z nim aplikacje oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia, aby poprawić niezawodność, funkcjonalność lub konstrukcję wyrobu.
- Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim. Surowo zabrania się kopiowania lub modyfikowania niniejszej instrukcji bez wcześniejszej zgody firmy i-SENS.



### Pobrać instrukcję użytkownika

Należy pobrać instrukcję użytkownika CareSens Air poprzez wpisanie linku do przeglądarki lub zeskanowanie poniższego kodu QR. Dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów można uzyskać od najbliższego autoryzowanego dystrybutora.



<https://caresensair.com/download>